

Gebruik en Onderhoud

Advies en tips

Care Orthopedie streeft een hoge kwaliteit na. Een juist gebruik en goed onderhoud bevorderen de functie van de voorziening op lange termijn.

De overstap naar orthopedische schoenen/voorziening is over het algemeen een grote verandering voor uw voeten en lichaam. Om uw lichaam langzaam aan deze verandering te laten wennen is het verstandig om uw schoenen rustig in te lopen. Begin daarom met een paar uur per dag en bouw dit in 2 a 3 weken rustig op naar een hele dag. Mochten er in deze periode problemen zijn, neem dan contact op met ons voor advies of een afspraak.

Opbouw schema	Orthopedische schoenen type A	Semi Orthopedische schoenen, OVAC en inlays
	uur	uur
1 ^e dag	½	1
2 ^e dag	1	2
3 ^e dag	2	2
4 ^e dag	2	4
5 ^e dag	4	8
6 ^e dag	4	8
7 ^e dag	6	Hele dag
8 ^e dag	8	
9 ^e dag	Hele dag	



Advies

Wisselen

Uw schoenen gaan langer mee als u ze regelmatig wisselt. Schoenen nemen transpiratievocht op en moeten daarom af en toe "luchten". Vandaar dat u 3 maanden ná levering van het eerste paar schoenen, in aanmerking komt voor een tweede paar schoenen (wisselpaar). Voor kinderen onder de 16 jaar geldt deze regeling niet.

Aan- en uittrekken

Maak bij het aan- en uittrekken de sluiting van uw schoenen goed los. Dit is gemakkelijker voor u en beter voor uw schoenen. Gebruik bij het aantrekken altijd een schoenlepel om de contrefort achter in de schoen niet te vervormen. Bij het sluiten van de schoenen is het belangrijk dat u de sluiting stevig vastmaakt, om zo voldoende ondersteuning van uw schoenen te ondervinden.

Drogen

Zet uw schoenen nooit bij of op een warmtebron, om ze sneller te laten drogen. Als uw schoenen erg nat geworden zijn, kunt u ze het beste bij kamertemperatuur laten drogen met een prop absorberend papier erin.

Controle

Na het inlopen van uw schoenen worden deze door ons gecontroleerd. Deze controles zijn niet verplicht, doch wel raadzaam voor het behoud van uw schoenen.

Bij normaal gebruik moet het mogelijk zijn uw schoenen minimaal 15 á 18 maanden te dragen. Op medische indicatie bestaat de mogelijkheid een extra paar aan te vragen

Reparatie

Het is raadzaam, zeker gezien de garantie op uw schoenen, reparaties door ons uit te laten voeren. Laat hakken en/of zolen van uw schoenen tijdig vervangen. Te lang doorlopen op versleten schoenen kan klachten, onnodig dure reparaties en wellicht onherstelbare schade aan uw schoenen veroorzaken. Slijtage door normaal gebruik of slijtage als gevolg van onzorgvuldig gebruik vallen niet onder de garantie en zijn dus voor eigen rekening.

Garantie

Overeenkomstig de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 3 maanden garantie op de pasvorm van de schoenen. Voor de gebruikte materialen geldt een garantie van 6 maanden. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan binnen de garantieperiode.

Onderhoud

Uw schoenen zijn voor u op maat vervaardigd. Ze zijn daarom kwalitatief hoogwaardig en kostbaar. Vandaar dat het raadzaam is uw schoenen goed te onderhouden. Dit bevordert de levensduur van uw schoenen.

Om het leder mooi en soepel te houden is het raadzaam uw schoenen minimaal één maal per week te poetsen. Voor alle ledersoorten zijn onderhoudsmiddelen te koop, van glad leder tot nubuck en van lakleder tot suède. Ook is het verstandig uw schoenen regelmatig in te spuiten met een beschermende spray. Om uw schoenen optimaal in vorm te houden, kunt u er wanneer u ze niet draagt, een schoenspanner in zetten.

Indien uw schoenen na enige tijd gaan kraken kunt u onder het losse voetbed en de binnenzool wat talkpoeder strooien

Meer informatie

Patiëntenorganisaties

Onderstaand treft u een aantal verenigingen aan:

www.patiëntenvereniging.startpagina.nl

www.patiëntenbelangen.nl

www.diabetesvereniging.nl

www.cva-samenverder.nl

www.reumabond.nl

www.vsn.nl (Vereniging Spierziekten Nederland)

Leveringsvoorwaarden

Care Orthopedie werkt volgens de leveringsvoorwaarden van de NVOS.

Leveringspakket

Het leveringspakket van Care Orthopedie bestaat uit:

- Orthopedische schoenen
- Semi-Orthopedische schoenen
- Orthopedische voorziening aan confectieschoenen
- Verbandschoenen
- Inlays
- Protheses en Orthesen

Care Orthopedie Utrecht



Zwarte Woud 218

3524 SL UTRECHT

T : 030 26 58 624

E : info@careorthopedie.nl

W : www.careorthopedie.nl

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag

8.30 uur – 17.00 uur

Care Orthopedie